



## Elementy zestawu XL START

- generator Biomag Lumina VET **EASY** lub **CLINIC 3/1 z akumulatorem**  
14 programów terapeutycznych + ustawienia indywidualne, tester, kabel do zasilania generatora/ladowania akumulatora
- AL64 aplikator płaski dwuczęściowy, ogólnoustrojowy na szyję, grzbiet, brzuch i zad;  
długość 64 cm x szerokość 58 cm, waga 1,20 kg, indukcja magnetyczna 2 mT
- A6P2 aplikator lokalny z podwójną wiązką i regulacją indukcji magnetycznej :  
funkcja WIDE wiązka szeroka 20mT, funkcja SPOT wiązka punktowa 35mT  
długość 17 cm x szerokość 13 cm, waga 0,58 kg
- futerał dla A6P2
- paski elastyczne COMBI
- paski z 2 rzepami
- torba
- Instrukcja obsługi

Gwarancja 2 lata + w bonusie 1 rok przedłużonej gwarancji gratis !